

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LÀM MỜ NẾP NHẪN STOP MIRACLE YOUNG

*Bộ sản phẩm máy Làm mờ nếp nhăn Tripollar Stop Miracle Young*



Sản phẩm Gel TriPollar® Preparation  
(KHÔNG KÈM THEO MÁY)

**Khuyến dùng:** Dùng sản phẩm Gel TriPollar® Preparation cùng với máy để đạt hiệu quả cao nhất

## CÁC BƯỚC SỬ DỤNG MÁY LÀM MỜ nếp nhăn STOP MIRACLE YOUNG

**Quan trọng:** Trước khi sử dụng, **sạc đầy pin thiết bị**. Thiết bị được sạc đầy **khi đèn LED hiển thị màu xanh**.



1

Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt của bạn và lau khô bằng khăn mềm



2

Thoa đều Gel Tripollar Preparation lên vùng dưới mắt, gò má, rãnh cười và bên trên chân mày



3

Nhấn nút Bật thiết bị



4

- Di chuyển thiết bị theo hướng mũi tên. Thực hiện liệu trình liên tục 4 phút cho mỗi vùng da.
- Để hiệu quả đạt tối ưu, hãy để vùng da thực hiện liệu trình được tiếp xúc hoàn toàn với điện cực của thiết bị.



5

Nhấn nút Tắt và dùng khăn ẩm lau sạch thiết bị



6

Rửa lại mặt bằng nước sạch

Cám ơn bạn đã đọc

*Tripollar*