

**TANITA**

# GIỚI THIỆU CÂN SỨC KHỎE VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CƠ THỂ TANITA BC-859

CÔNG TY TNHH HẢI LI  
Tháng 09-2018

**TANITA**  
Measuring Your Health

MADE in JAPAN

カラダまるごとチェック 体組成計  
Body Composition Monitor

JIS 信頼のJISマーク取得  
JICA 日本工業規格 (Japanese Industrial Standards) 取得



1st pioneer  
in the world!

Sold more than 30 million units  
over the world!



## ➤ THỰC TRẠNG ĐÁNG BÁO ĐỘNG

**TANITA**



## ➤ VÌ SAO PHẢI LỰA CHỌN CÂN PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CƠ THỂ TANITA **TANITA**



GIÚP NGƯỜI DÙNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC LƯỢNG MỠ THỪA, THAY ĐỔI THÓI QUEN SINH HOẠT TỐT HƠN

CÂN TANITA CUNG CẤP GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA BÉO PHÌ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

## 7 chức năng của cân TANITA BC-859 **TANITA**



**Cân nặng**



**Tỷ lệ % mỡ cơ thể**

Khối lượng mỡ cơ thể (kg) ÷ cân nặng (kg) x 100



**Chỉ số khối cơ thể**

BMI = Cân nặng (kg) ÷ Chiều cao (m)<sup>2</sup>



**Khối lượng cơ**



**Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản**



**Tỷ lệ mỡ nội tạng**



**Tuổi chuyên hóa**



Mặc dù tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ ra rằng chỉ số BMI từ 18.5 đến 25 là tốt nhất, tuy nhiên những người có cùng BMI cũng có thể có các chỉ số cơ thể khác nhau.

Điều quan trọng là giám sát tỷ lệ mỡ cơ thể để ngăn chặn tình trạng BÉO PHÌ.

Note : Trẻ em ( tuổi từ 6-17 ), cân chỉ hiển thị cân nặng , chỉ số BMI , và tỉ lệ % mỡ cơ thể

➤ CÔNG NGHỆ , THÔNG SỐ , HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TANITA

**TANITA**



Việc theo dõi các chỉ số cơ thể thường xuyên và kiểm tra sự thay đổi của các chỉ số là đặc biệt quan trọng, nhằm:

*Đảm bảo các chỉ số cơ thể khỏe mạnh  
Điều chỉnh lối sống của bản thân (Ăn kiêng, thể dục,...)  
Ăn kiêng hiệu quả và tốt cho sức khỏe*

\* TANITA cung cấp miễn phí ứng dụng Health Planet. Bạn có thể lưu thông tin trên ứng dụng và kiểm tra sự thay đổi thông tin của mình trên điện thoại.



➤ CÔNG NGHỆ , THÔNG SỐ , HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TANITA

**TANITA**

● Phương pháp đo trở kháng điện sinh học

Phương pháp trở kháng điện sinh học là phương pháp truyền vào cơ thể 1 dòng điện cực nhỏ và đo độ dẫn điện (giá trị cách điện) của cơ thể khi đó, qua đó xác định thành phần cơ thể

Người nhiều mỡ (ít cơ) ⇒ Giá trị cách điện lớn

Người ít mỡ (nhiều cơ) ⇒ Giá trị cách điện nhỏ

Cùng với trọng lượng cơ thể đo được và kết quả lượng cơ đã được xác định, và những thông tin người dùng nhập vào ban đầu mà chúng ta xác định được lượng mỡ trong cơ thể.



図3 DXAでの測定風景

Công nghệ DXA

Tanita phát triển dựa trên tập hợp rất nhiều dữ liệu nghiên cứu từ nhiều độ tuổi và giới tính khác nhau, chính vì vậy cân Tanita cho kết quả đo chính xác về lượng mỡ và lượng cơ trong cơ thể.

➤ CÔNG NGHỆ , THÔNG SỐ , HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TANITA

**TANITA**

**Mã sản phẩm**

BC-859

**Giới hạn cân nặng**

150 kg

**Độ chia nhỏ nhất cân nặng**

0.1 kg (0-100 kg), 0.2 kg (0-150 kg)

**Độ chia nhỏ nhất tỷ lệ mỡ cơ thể**

0.1%

**Dữ liệu cá nhân**

Lưu 5 thông tin cá nhân

**Nguồn điện**

Pin AA (gồm 4 pin)

**Mức tiêu thụ điện**

30 mA

**Dòng điện đo**

50 kHz, 100 μA

**TANITA**  
Measuring Your Health

MADE in JAPAN

カラダまるごとチェック  
**体組成計**  
Body Composition Monitor

JIS 信頼のJISマーク取得  
JIS (JIS S 5019) 計測器 人体組成計 (BC-859)

**1st pioneer**  
**in the world!**

Sold more than 30 million units  
over the world!



**Giá niêm yết : 1,750,000 VND**



**Có 4 màu khác nhau**


**Cách sử dụng cân sức khỏe BC-859**

**TANITA**

**1 Cài đặt**



**1. Chọn 1 mã số người dùng**




**2. Cài đặt ngày tháng năm sinh**




**3. Chọn giới tính Nam/ Nữ**



**4. Nhập chiều cao**




USER RECALL RESULT OFF




Nút Xuống/NGƯỜI DÙNG    Nút Cài đặt/GHI NHỚ    Nút Lên/KẾT QUẢ    Nút TẮT/Chỉ trọng lượng

\* Sau khi đăng kí thành công 1 mã số người dùng của bạn, bạn không cần cài đặt cho các lần tiếp theo.

## 2 Tiến hành cân



## 3 Xem kết quả




### \* Chỉ Số Mỡ Nội Tạng




	Chỉ số	Kết Quả	Khuyến Cáo
Mỡ nội tạng	1-9.5(O)	Khỏe mạnh	An toàn , tiếp tục kiểm soát tỷ lệ duy trì hoạt động hàng ngày
	10.0-14.5	Nguy hiểm	Xem xét thay đổi thói quen
	15.0-59.0	Rất nguy hiểm	Tham khảo ý kiến bác sỹ để cải thiện

\* Chỉ Số BMR : là lượng năng lượng tối thiểu cần cho cơ thể duy trì các hoạt động sống như hệ thần kinh , gan , thận....



\* Chỉ số tuổi chuyển hóa : Nếu tuổi chuyển hóa cao hơn tuổi thực tế bạn nên tăng cường hoạt động thể thao tăng khả năng trao đổi chất





\* **Chỉ số khối lượng cơ** : cho biết khối lượng cơ trên xương , cơ trơn( như cơ tim , cơ hệ tiêu hóa )



\* **Chỉ số BMI (Cân nặng/Chiều cao)** : là tỷ lệ biểu thị mối quan hệ giữa cân nặng và chiều cao



	Chỉ số	Kết Quả
<b>BMI</b>	< 18.5	Gầy
	18.5 – 24.99	Bình Thường
	>= 25.00	Thừa Cân
	>=30	Béo Phì

## Công ty phân phối độc quyền sản phẩm BC-859



### Accurately measure your body composition

To truly understand your inner health, you should monitor your body composition. Tanita InnerScan provides vital in depth information about your body, allowing you to accurately monitor the impact of a diet and fitness program overtime.

### How TANITA monitors work

TANITA BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) method measures body composition by sending low, safe electrical signals through the body with scientifically proven accuracy.

**Body Composition Icon**

<b>Weight</b> Min 100kg (0-100kg) 200kg (100-190kg)	<b>Body Mass Index (BMI)</b>	<b>Body Fat (%)</b>	<b>Muscle Mass</b>
<b>Visceral Fat</b>	<b>Basal Metabolic Rate</b>	<b>Metabolic Age</b>	

**Exclusive Tanita BC-859 Importer**  
**HALL COMPANY LIMITED**  
 HCMC Hotline: 1800 2041  
 Hanoi Hotline: 1800 2042

**TANITA Corporation JAPAN**  
 ©2018 Tanita Corporation  
 〒142-8502 Maebashi-ku, Tokyo 174-8533 Japan



**TANITA Health Equipment H.K. Limited**  
 Unit 201-203, Wing On Plaza, 57, 62 HongKong Street, Sheung Wan, Hong Kong. Tel: +852-2838-7111 Fax: +852-2838-8867

### Certificate

Hall & Company Limited

No. 12, D1 30, Minh Lam Residential Area, Tan Hung Ward, Dist 7, HCMC, Vietnam

We hereby appoint your company as an Exclusive Sales and Service Distributor in the Socialist Republic of Vietnam concerning products designed/manufactured by or for Tanita Health Equipment H. K. Ltd.

As announced below:

Consumer Body Composition monitor (BC-859)

Effective Period: 1<sup>st</sup> September 2018 - 31<sup>st</sup> August 2019

Tanita Health Equipment H. K. Ltd

For and on behalf of  
 TANI TA HEALTH EQUIPMENT H.K. LIMITED  
 Director

## Công ty phân phối độc quyền sản phẩm BC-859



\*Phía sau của vỏ hộp sản phẩm

**CÔNG TY TNHH HẢI LI: Công ty độc quyền nhập khẩu cân TANITA BCM sản xuất tại Nhật Bản.**

## Lợi thế của sản phẩm TANITA BC-859



Phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình .



Cân không còn để cân, Cân còn là người bạn



Tạo ra thói quen sinh hoạt tốt hơn