

SỨC KHỎE SINH SẢN

Kiểm tra mang thai: Kiểm tra hCG (Human Chorionic Gonadotropin)

Kiểm tra rụng trứng: Kiểm tra LH (Luteinizing Hormone)

Kiểm tra mãn kinh: Kiểm tra FSH (Follicle Stimulating Hormone)

Kiểm tra mang thai: kiểm tra phát hiện hCG

hCG là glycoprotein hormone do nhau thai tiết ra ngay sau khi làm tổ. Khi mang thai, hCG có thể được phát hiện sớm trong cả nước tiểu và huyết thanh từ ngày thứ 7 đến thứ 10 sau khi thụ tinh. Sự xuất hiện hCG và sự gia tăng nhanh chóng của chúng trong nước tiểu và huyết thanh sau khi thụ thai là một dấu hiệu tuyệt vời để phát hiện thời kỳ phát triển sớm của thai kỳ.

Thông tin chung

- Đơn giản và dễ dàng: Đọc kết quả trong 5 phút và quy trình thực hiện kiểm tra chỉ trong một bước.
- Hiệu suất tuyệt vời : Giới hạn phát hiện là 25mIU/mL.
: Độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác trên lâm sàng > 99%.

Kiểm tra rụng trứng: Kiểm tra phát hiện LH

Rụng trứng là sự phóng thích trứng từ buồng trứng. Hormone tạo hoàng thể (LH) kích thích sự rụng trứng tăng đột ngột (tăng LH) một ngày trước khi rụng trứng. Bởi vì vài ngày xung quanh ngày rụng trứng là thời điểm có khả năng mang thai cao nhất, việc tìm ra thời điểm khi phụ nữ rụng trứng là rất quan trọng. Phát hiện LH trong nước tiểu là cách rất hữu ích để thụ thai.

Thông tin chung

- Nhanh & Dễ: Đọc kết quả trong 5 phút và quy trình thực hiện kiểm tra chỉ trong một bước.
- Hiệu suất tuyệt vời: giới hạn phát hiện là 40mIU/ml.
- Đạt tiêu chuẩn tham chiếu quốc tế của WHO: NIBSC, 2 IS 80/552.

Kiểm tra mãn kinh: Kiểm tra phát hiện FSH

Ở phụ nữ, mức FSH tăng cao có liên quan đến các triệu chứng và giai đoạn mãn kinh. Mức độ FSH phụ thuộc vào chu kỳ kinh nguyệt, nhưng thường duy trì dưới 15mIU / mL. Nếu mức FSH vẫn tăng ở mức 25mIU / mL hoặc cao hơn trong toàn bộ chu kỳ, đây là bằng chứng của thời kỳ mãn kinh.

Thông tin chung

- Nhanh chóng & Đơn giản: Đọc kết quả trong 10 phút và quy trình thực hiện kiểm tra chỉ trong một bước.
- Hiệu suất tuyệt vời: Độ nhạy phân tích là 25mIU/ml.
: Độ nhạy lâm sàng, độ đặc hiệu và độ chính xác > 96%.

Kiểm tra mang thai Kiểm tra phát hiện hCG



Tên sản phẩm	Quy cách	Giới hạn phát hiện	Loại mẫu	Hạn sử dụng	Độc kết quả
Hello Baby Plus (ANPP-2001)	1 test/hộp	15 mIU/mL	Nước tiểu	36 tháng	Dương tính (Có thai) Âm tính (Không có thai) Không có giá trị
Safely Pregnancy	1 test/hộp	25 mIU/mL	Nước tiểu	36 tháng	Không có giá trị

Hướng dẫn sử dụng Hello Baby Plus (ANPP-2001)

Phương pháp hứng



00:05 Đặt đầu thấm hút trong dòng nước tiểu ít nhất 5 giây
03:00 Chờ 03 phút và đọc kết quả

Phương pháp nhúng



Hướng dẫn sử dụng Safely Pregnancy

Phương pháp hứng



00:05 Đặt đầu thấm hút trong dòng nước tiểu ít nhất 5 giây
05:00 Chờ 05 phút và đọc kết quả

Phương pháp nhúng



Kiểm tra rụng trứng Kiểm tra phát hiện LH



Tên sản phẩm	Quy cách	Giới hạn phát hiện	Loại mẫu	Hạn sử dụng	Độc kết quả
Safely Ovulation	1 test/hộp	40 mIU/mL	Nước tiểu	24 tháng	Dương tính (Nồng độ LH tăng cao) Âm tính (Nồng độ LH bình thường) Không có giá trị

Hướng dẫn sử dụng Safely Ovulation

Phương pháp hứng



00:10 Đặt đầu thấm hút trong dòng nước tiểu ít nhất 10 giây
05:00 Chờ 05 phút và đọc kết quả

Phương pháp nhúng

